

Wb、Elisa用抗Pex6ウサギポリクローナル抗体 - Q13608

商品番号: CM0013538

前書き

ペルオキシソームのタンパク質輸入に必須なペルオキシソームAAA
ATPaseであるヒトPEX6を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの実証済みで、マウス・ラットと交差反応します。ペルオキシソーム生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEX6 ウサギポリクローナル抗体
別名	PAF2; HMLR2; PAF-2; PBD4A; PDB4B; PXAAA1; PEX6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5190
遺伝子ID	5190
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPEX6 (NP_000278.3) のアミノ酸741〜980番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ウエスタンブロッティング(WB)、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット	Q13608
タンパク質分子量	104kDa
輸送方法	氷袋