


Wb、Elisa用抗Pfdn1ポリクローナル抗体 - O60925

商品番号: CM0025798



前書き

タンパク質折り畳みに関与するプレフォルディンサブユニットであるPFDN1に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWBおよびELISAについて検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFDN1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	PDF; PFD1; PFDN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5201
GeneID	5201
免疫原	ヒトPFDN1 (NP_002613.2) のアミノ酸1-122に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60925
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスバッグ