


Anti-Pfdn2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Uhv9

商品番号: CM0012991



前書き

ヒトPFDN2（プレフォルディンサブユニット2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒトおよびマウスと交差反応します。シャペロンおよびタンパク質フォールディング研究に有用なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFDN2 Rabbit pAb
備考/別名	PFD2; PFDN2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5202
GeneID	5202
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UHV9
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ