


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Pfdn5 ポリクローナル抗体 - Q99471

商品番号: CM0029874



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-PFDN5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPFDN5（プレフォルディンシャペロン、MYC転写を調節）を認識します。タンパク質フォールディングおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFDN5 ウサギ pAb
備考/別名	MM1; MM-1; PFD5; PFDN5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5204
GeneID	5204
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99471
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ