


Wb、If、Elisa用 抗Pfdn5ウサギモノクローナル抗体 - Q99471

商品番号: CM0008385



前書き

ヒトPFDN5（MM1）に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、IF、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。c-Mycの調節やシャペロン機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	仕様
製品名	PFDN5 ウサギmAb
備考/別名	MM1; MM-1; PFD5; PFDN5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5204
GeneID	5204
免疫原	合成ペプチド ヒトPFDN5（Q99471）のアミノ酸50-154に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99471
タンパク質分子量	17 kDa
発送	保冷バッグ