


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Pfkfb3ウサギモノクローナル抗体（Ipfk-2） - Q16875

商品番号: CM0007052



前書き

ヒトPFKFB3（iPFK-2）に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAでの使用が検証されており、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。解糖系およびがん代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFKFB3ウサギmAb
備考/別名	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5209
遺伝子ID	5209
免疫原	ヒトPFKFB3（NP_004557.1）のアミノ酸400～500内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16875
タンパク質分子量	57kDa/58kDa/59kDa/60kDa
輸送	アイスバッグ