


抗Pfkfb3ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q16875

商品番号: CM0017371



前書き

PFKFB3（6-ホスホフルクト-2-キナーゼ/フルクトース-2,6-ビスホスファターゼ3）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの実用性が検証済みです。ヒトおよびマウスのタンパク質と反応し、代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFKFB3 Rabbit pAb
別名	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5209
遺伝子ID	5209
免疫原	ヒト PFKFB3（NP_004557.1）の アミノ酸1-210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q16875
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	氷袋梱包