


## ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Pfkfb3 ウサギポリクローナル抗体 - Q16875

商品番号: CM0030611



### 前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA用として検証済みの高品質な抗PFKFB3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。フルクトース-2,6-ビスリン酸代謝に関する研究に適しています。 - Q16875

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                           |
|------------|-----------------------------|
| 製品名        | PFKFB3 ウサギ pAb              |
| 備考/別名      | PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3 |
| 種          | ヒト                          |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5209                        |
| 遺伝子ID      | 5209                        |
| 免疫原        | 組換えタンパク質                    |
| 由来         | ウサギ                         |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                   |
| 適用         | WB, IHC-P, ELISA            |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                  |
| SWISS      | Q16875                      |
| タンパク質分子量   | 60kDa                       |
| 発送         | 保冷バッグ                       |