


## Anti-Pfkl Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P17858

商品番号: CM0007250



## 前書き

WB、IHC-

P、ELISA用として検証された高品質なAnti-PFKL Rabbit Monoclonal

Antibody。ヒト、マウス、ラットと反応します。解糖系の重要な酵素である肝臓型ホスホフルクトキナーゼを標的とします。代謝および免疫学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 製品名      | PFKL Rabbit mAb                                       |
| 備考/エイリアス | PFK-B, PFK-L, ATP-PFK, PFKL                           |
| 種        | ヒト                                                    |
| GeneID   | 5211                                                  |
| 免疫原      | ヒトPFKL (NP_002617.3) のアミノ酸680-780に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース      | ウサギ                                                   |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                             |
| アプリケーション | WB, IHC-P, ELISA                                      |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS    | P17858                                                |
| タンパク質分子量 | 85kDa                                                 |
| 配送       | 氷袋                                                    |