


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Pfkf ウサギポリクローナル抗体 - P17858

商品番号: CM0026967



前書き

ヒトPFKL（肝型ホスホフルクトキナーゼ、P17858）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。解糖系および代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFKL ウサギ pAb
備考/別名	PFK-B; PFK-L; ATP-PFK; PFKL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5211
GeneID	5211
免疫原	ヒトPFKL（NP_002617.3）のアミノ酸700-780に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17858
タンパク質分子量	85kDa
発送	保冷バッグ