

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Pfkmポリクローナル抗体 - P08237

商品番号: CM0027290



前書き

ヒトPFKM（ATP依存性6-ホスホフルクトキナーゼ、筋肉型）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。解糖系研究用の組換え免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFKM Rabbit pAb
備考/別名	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5213
GeneID	5213
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPFKM (NP_001160160.1) のアミノ酸501-780に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08237
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバッグ