

Wb用抗Pfkkmウサギモノクローナル抗体 - P08237

商品番号: CM0012703



前書き

ヒトATP依存性6-

ホスホフルクトキナーゼ筋肉型(PFKM/P08237)を標的とするウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。解糖系および代謝疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFKM ウサギmAb
別名	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5213
GeneID	5213
免疫原	合成ペプチド ヒト果糖6リン酸キナーゼ(P08237)のアミノ酸50〜150領域内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08237
タンパク質分子量	85k Da
輸送方法	保冷剤