


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Pfcpポリクローナル抗体 - Q01813

商品番号: CM0025500



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの、PFKPに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの約86 kDa

PFKPに反応します。解糖系および癌代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFKP Rabbit pAb
備考/別名	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5214
免疫原	ヒトPFKP (NP_002618.1) のアミノ酸336-540に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01813
タンパク質分子量	86kDa
配送	アイスバッグ