


Anti-Pfkip ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q01813

商品番号: CM0003810



前書き

ヒトPFKPを標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットとの交差反応性があり、解糖系および癌代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFKP ウサギmAb
別名	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
種	ヒト
遺伝子ID	5214
免疫原	ヒトPFKP（NP_002618.1）のアミノ酸336-540に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01813
タンパク質分子量	86kDa
発送方法	保冷剤