


抗Pfkfウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q01813

商品番号: CM0020683



前書き

ヒトPFKP（ホスホフルクトキナーゼ血小板型）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAアプリケーションに適しており、解糖系、がん代謝および関連シグナル伝達経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFKP Rabbit pAb
別名	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5214
遺伝子ID	5214
免疫原	ヒトPFKP（NP_002618.1）のアミノ酸605-784番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01813
タンパク質分子量	86kDa
発送方法	氷袋梱包