

Anti-Pfn2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P35080

商品番号: CM0027530



前書き

ヒトProfilin-2 (PFN2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性PFN2を検出します。アクチン動態および細胞骨格の組織化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFN2 Rabbit pAb
備考/別名	PFL; D3S1319E; PFN2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5217
遺伝子ID	5217
免疫原	ヒトPFN2 (P35080) のアミノ酸100-140配列内に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35080
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋