

抗Pga3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P0Djd8

商品番号: CM0022800

前書き

WBおよびELISAで検証済みのこのウサギポリクローナル抗体は、ヒトPGA3（ペプシノゲン-3）を標的とし、マウスおよびラットと交差反応性を示します。消化酵素やプロテアーゼの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGA3 ウサギ pAb
別名	PGA3
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	643834
GeneID	643834
免疫原	ヒトPGA3 (NP_001073275.1) のアミノ酸63～180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0DJD8
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	氷袋