

Wb、Elisa用 抗Pga5 ウサギポリクローナル抗体 - P0Djd9

商品番号: CM0018155

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗PGA5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPGA5を認識。消化およびタンパク質分解におけるペプシノゲン-5の機能研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGA5 ウサギ pAb
備考/別名	Pg5; PGA5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5222
GeneID	5222
免疫原	ヒトPGA5 (NP_055039.1) のアミノ酸63-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0DJD9
タンパク質分子量	42kDa
配送	保冷バッグ