


抗Pgamlウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P18669

商品番号: CM0026900



前書き

ヒトPGAM1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。解糖系およびがん代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGAM1 ウサギ pAb
別名	PGAMA; PGAM-B; HEL-S-35; PGAM1
対象種	ヒト
遺伝子ID	5223 (ヒト)
免疫原	ヒトPGAM1 (NP_002620.1) のアミノ酸1-254番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P18669
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	氷袋