

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pgam5ポリクローナル抗体 - Q96Hs1

商品番号: CM0015463



前書き

ヒトPGAM5に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア動態、マイトファジー、ネクロプトーシスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGAM5 ウサギ pAb
備考/別名	BXLBV68; PGAM5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	192111
遺伝子ID	192111
免疫原	ヒトPGAM5 (NP_001164014.1) のアミノ酸50-146に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96Hs1
タンパク質分子量	32kDa
配送	保冷バッグ