

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Pgam5ウサギモノクローナル抗体 - Q96Hs1

商品番号: CM0006283



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用のウサギモノクローナルPGAM5抗体（Bcl-

XL結合タンパク質v68）です。ミトコンドリアのセリン/スレオニンホスファターゼであり、マイトファジーおよびネクロシスを制御するヒトPGAM5（Q96HS1）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGAM5 ウサギmAb
備考/別名	BXLBV68; PGAM5
対象種	ヒト
GeneID	192111
免疫原	ヒトPGAM5（NP_001164014.1）のアミノ酸50～146番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96HS1
タンパク質分子量	32kDa/28KDa
輸送方法	氷袋