

Wb・Elisa用抗Pgbd1ウサギポリクローナル抗体 - Q96Js3

商品番号: CM0023551

前書き

ヒトPGBD1（SCAND4）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証が完了しています。PGBD1は神経遺伝子の発現とパラスペックル集合を調節する核内トランスポザーゼ由来タンパク質です。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGBD1 ウサギ pAb
別名	SCAND4; HUCEP-4; dJ874C20.4; PGBD1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	84547
GeneID	84547
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPGBD1（NP_115896.1）のアミノ酸150-450番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96JS3
タンパク質分子量	93kDa
配送方法	氷袋