

抗Pgc1A ウサギポリクローナル抗体 - O70343

商品番号: CM0020827



前書き

PGC1 α (PPARGC1A) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IF、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。代謝調節とミトコンドリア生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGC1 α ウサギpAb
別名	Pgc1; PGC-1; Pgc1; Gm11133; Ppargc1; Pgc-1alpha; A830037N07Rik; PPARGC-1-alpha; PGC1 alpha
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	10891
遺伝子ID	19017
免疫原	マウスPGC1 α (NP_032930.1) のアミノ酸1~300番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O70343
タンパク質分子量	91 kDa
発送方法	保冷剤