


WbおよびElisa用 Anti-Pgc1 Beta モノクローナル抗体 - Q86Yn6

商品番号: CM0010768



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ組換えモノクローナル抗PGC1

beta抗体。ヒトおよびラットに反応性あり。代謝およびミトコンドリア生合成における転写共役因子の機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGC1 beta ウサギ mAb
備考/別名	PERC; ERRLL1; PGC1B; PGC-1(beta); PGC1 beta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	133522
GeneID	133522
免疫原	ヒトPGC1 beta (NP_573570.3) のアミノ酸924-1023配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q86YN6
タンパク質分子量	113kDa
発送	保冷バッグ