


WbおよびElisa用 Anti-Pgc1α モノクローナル抗体 - Q9UbK2

商品番号: CM0003656



前書き

ヒトPGC1αを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。代謝調節、ミトコンドリア生合成、概日リズムの研究に最適。ヒトサンプルと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PGC1α ウサギ mAb
備考/別名	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1v; PPARGC1; PGC-1alpha; PGC-1(alpha); PGC1α
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10891
GeneID	10891
免疫原	ヒトPGC1α (NP_037393.1) のアミノ酸340-480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBK2
タンパク質分子量	91kDa
発送	保冷バッグ