


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pgc1A ウサギポリクローナル抗体 - Q9UbK2

商品番号: CM0014513



前書き

PGC1α (PPARGC1A)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットに反応します。代謝、糖新生、概日リズム研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGC1α ウサギ pAb
備考/別名	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1v; PPARGC1; PGC-1alpha; PGC-1(alpha); PGC1α
種	ヒト
遺伝子ID	10891
免疫原	ヒトPGC1α (NP_037393.1) のアミノ酸610-798に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBK2
タンパク質分子量	91kDa
輸送	保冷バッグ