


## 抗Pgc1A/B ウサギモノクローナル抗体 (Mab) Wb、Elisa用途 - Q9UbK2/Q86Yn6

商品番号: CM0002716



### 前書き

代謝とミトコンドリア機能を制御する転写コアクチベーターであるPGC1 $\alpha$ / $\beta$  (PPARGC1A/PPARGC1B) を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。代謝、熱産生、概日リズム研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | PGC1 $\alpha$ / $\beta$ ウサギ mAb                                                                                        |
| 別名          | LEM6; PGC-1(alpha); PGC-1alpha; PGC-1v; PGC1; PGC1A; PPARGC1; ERRL1; PERC; PGC-1(beta); PGC1B; PGC1 $\alpha$ / $\beta$ |
| 種           | ヒト                                                                                                                     |
| GeneID (ヒト) | 10891/133522                                                                                                           |
| GeneID      | 10891/133522                                                                                                           |
| 免疫原         | 合成ペプチド - ヒト PGC1 $\alpha$ / $\beta$ (NP_037393.1) のアミノ酸699-798番目の配列に対応する合成ペプチドです。                                      |
| 起源          | ウサギ                                                                                                                    |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                                                                              |
| 用途          | WB、ELISA                                                                                                               |
| 交差反応性       | マウス、ラット                                                                                                                |
| SWISS       | Q9UBK2/Q86YN6                                                                                                          |
| タンパク質分子量    | 113kDa                                                                                                                 |
| 発送方法        | 保冷剤                                                                                                                    |