

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Pgdウサギモノクローナル抗体 - P52209

商品番号: CM0003371



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAアプリケーションで検証済みの抗PGDウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのPGD（53 kDa）を検出します。ペントースリン酸経路およびがん代謝研究に必須の試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGD ウサギmAb
別名	6PGD; PGD
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5226
GeneID	5226
免疫原	合成ペプチド ヒトPGD（P52209）のアミノ酸384～483番の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52209
タンパク質分子量	53kDa
配送方法	保冷剤