

Wb、Elisa用 抗Pge受容体Ep1 (Ptger1) ウサギポリクローナル抗体 - P34995

商品番号: CM0016995



前書き

ヒトPTGER1 (EP1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。腎機能、平滑筋収縮、GPCRシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGE受容体EP1 (PTGER1) ウサギpAb
備考/別名	EP1 ; PGE受容体EP1 (PTGER1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5731
GeneID	5731
免疫原	合成ペプチド ヒトPGE受容体EP1 (PGE受容体EP1 (PTGER1)) (NP_000946.2) のアミノ酸300~400に対応する配列内の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P34995
タンパク質分子量	42 kDa
発送方法	保冷バッグ