

Anti-Pge Receptor Ep3 (Ptger3) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P43115

商品番号: CM0027744



前書き

ヒトPTGER3（EP3受容体）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。Camel Bioの信頼性の高い原材料で、プロスタグランジンシグナル伝達の研究を探索してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGE receptor EP3 (PTGER3) Rabbit pAb
備考/別名	EP3; EP3e; EP3-I; EP3-II; EP3-IV; EP3-VI; PGE2-R; EP3-III; lnc003875; PGE receptor EP3 (PTGER3)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5733
GeneID	5733
免疫原	ヒトPGE受容体EP3 (PTGER3) (NP_942009.1) のアミノ酸1-53に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P43115
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋