


Wb用抗Pghs-2ポリクローナル抗体 - P35354

商品番号: CM0019801



前書き

ヒトPGHS-2（COX-2/PTGS2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットに適しています。この酵素はプロスタノイド生成と炎症反応において中心的な役割を果たします。炎症および脂質代謝の研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGHS-2 ウサギ pAb
備考／別名	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS
反応種	ヒト
GeneID（ヒト）	5743
免疫原	ヒトCOX2/PTGS2（P35354）のアミノ酸505～604内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	P35354
タンパク質分子量	69kDa
輸送条件	保冷バッグ