

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Pgk1ウサギポリクローナル抗体 - P00558

商品番号: CM0014254



前書き

PGK1（ホスホグリセリン酸キナーゼ1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。解糖系、ミトコンドリア機能、細胞遊走の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGK1ウサギpAb
備考・別名	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5230
GeneID	5230
免疫原	ヒトPGK1（NP_000282.1）のアミノ酸1-417に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00558
タンパク質分子量	45kDa
配送	保冷バッグ