

Wb、Ihc、If/Icc、Elisa用抗Pgk2ウサギポリクローナル抗体 - P07205

商品番号: CM0015924

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルPGK2抗体。ヒト、マウス、ラットのPGK2（45 kDa）を検出します。精子運動性に不可欠な精巣特異的解糖系酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGK2 Rabbit pAb
備考/別名	PGKB; PGKPS; HEL-S-272; dJ417L20.2; PGK2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5232
GeneID	5232
免疫原	ヒトPGK2（NP_620061.2）のアミノ酸242～360に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07205
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ