

Wb、If/Icc、Elisa用抗Pgm1ウサギモノクローナル抗体 - P36871

商品番号: CM0003322



前書き

ヒトPGM1に対するウサギモノクローナル抗体で、W B、IF/ICC、ELISAでの適合性が確認済みです。ヒト、マウス、ラットのPGM1と反応し、観測される分子量は約61kDaです。糖代謝およびグリコーゲン貯蔵病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGM1 ウサギmAb
別名	CDGIT; GSD14; PGM1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5236
免疫原	ヒトPGM1 (NP_002624.2) のアミノ酸465-562番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36871
タンパク質分子量	61kDa
発送方法	保冷剤同梱