

Wb、Elisa用抗Pgm2ウサギポリクローナル抗体 - Q96G03

商品番号: CM0015217

前書き

PGM2ウサギポリクローナル抗体は、ヒトPGM2を抗原としてウサギで作製されたポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。核酸代謝において重要なホスホペントムターゼであるヒトおよびマウスPGM2を検出します。氷冷状態で発送されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PGM2ウサギpAb
備考／別名	MSTP006; PGM2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55276
遺伝子ID	55276
免疫原	ヒトPGM2 (NP_060760.2) のアミノ酸1〜130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96G03
タンパク質分子量	68kDa
輸送	保冷剤