


Wb、Elisa用抗Pgp9.5/Uchl1ポリクローナル抗体 - P09936

商品番号: CM0018096



前書き

PGP9.5/UCHL1 (UniProt P09936) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット (WB) およびELISAに適しています。神経変性およびタンパク質恒常性に関与する重要な脱ユビキチン化酵素である、ヒトおよびマウスのUCHL1と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGP9.5/UCHL1 ウサギpAb
備考/別名	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	7345
GeneID	7345
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09936
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ