


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Pgp9.5/Uchl1 ポリクローナル抗体 - P09936

商品番号: CM0021729



前書き

ヒトPGP9.5/UCHL1（ユビキチンカルボキシ末端ヒドロラーゼアイソザイムL1）に対するウサギポリクローナル抗体。タンパク質分解と神経機能における重要な脱ユビキチン化酵素。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。神経科学および神経変性疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGP9.5/UCHL1 ウサギ pAb
備考/別名	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7345
GeneID	7345
免疫原	ヒトPGP95/UCHL1（NP_004172.2）のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09936
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ