


抗Pgp9.5/Uchl1ウサギモノクローナル抗体（Wb、If、Ihc、Elisa用） - P09936

商品番号: CM0002236



前書き

ヒトPGP9.5/UCHL1（25 kDa）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF、IHC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。シナプス機能、心機能、APPプロセッシング、破骨細胞形成、神経変性の研究に用いられる脱ユビキチン化酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGP9.5/UCHL1 ウサギmAb
別名	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7345
遺伝子ID	7345
免疫原	ヒトPGP95/UCHL1（NP_004172.2）のアミノ酸1-220番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09936
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	保冷剤