


## 抗Pgp9.5/Uchl1ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-F、If-P、Ihc-P、Elisa用途） - P09936

商品番号: CM0003461



### 前書き

ヒトPGP9.5/Uchl1 (SWISS P09936) に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラット、サルと交差反応します。神経変性およびユビキチン経路の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | PGP9.5/Uchl1 ウサギmAb                                                                                  |
| 備考/別名       | NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; Uchl-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/Uchl1 |
| 種           | ヒト                                                                                                   |
| GeneID (ヒト) | 7345                                                                                                 |
| GeneID      | 7345                                                                                                 |
| 免疫原         | ヒトPGP9.5/Uchl1 (NP_004172.2) のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。                                       |
| 起源          | ウサギ                                                                                                  |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                                                            |
| 用途          | WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                 |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット、サル                                                                                        |
| SWISS       | P09936                                                                                               |
| タンパク質分子量    | 25 kDa                                                                                               |
| 発送          | 氷袋                                                                                                   |