


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pgrmc1ポリクローナル抗体 - O00264

商品番号: CM0028362



前書き

ヒトPGRMC1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットの内在性レベルを検出。プロゲステロンシグナル伝達およびヘム恒常性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGRMC1 Rabbit pAb
備考/別名	IZA; MPR; Dap1; HPR6.6; PGRMC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10857
GeneID	10857
免疫原	ヒトPGRMC1 (NP_006658.1) のアミノ酸44-195に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00264
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスパック