


Wb、Elisa用 抗Phactr1 ポリクローナル抗体 - Q9C0D0

商品番号: CM0023140



前書き

CamelBioは、WBおよびELISA用の抗PHACTR1ウサギポリクローナル抗体を提供します。細胞運動性および細胞骨格組織化に関与するホスファターゼおよびアクチン調節因子である、ヒト、マウス、ラットのPHACTR1を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHACTR1 ウサギ pAb
備考/別名	RPEL; DEE70; RPEL1; EIEE70; dJ257A7.2; PHACTR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	221692
GeneID	221692
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPHACTR1 (NP_112210.1)のアミノ酸154-380に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9C0D0
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ