

抗Phc1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P78364

商品番号: CM0024879



前書き

ヒトPHC1 (EDR1, HPH1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。PHC1は、クロマチン抑制および発生遺伝子制御に関与するPRC1複合体の構成因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHC1 ウサギpAb
備考/別名	EDR1; HPH1; RAE28; MCPH11; PHC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1911
GeneID	1911
免疫原	ヒトPHC1の750-940アミノ酸配列に対応する組み換え融合タンパク質 (NP_004417.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78364
タンパク質重量	106kDa
配送	アイスバッグ