

WbおよびElisa用Anti-Phc2ポリクローナル抗体 - Q8Ixx0

商品番号: CM0016525

前書き

PHC2 Rabbit

pAbは、ウェスタンブロットおよびELISAで検証されたポリクローナル抗体であり、遺伝子サイレンシングに関与するPRC1構成因子であるヒトpolyhomeotic-like protein 2を標的としています。クロマチン生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	PHC2 Rabbit pAb
備考/別名	PH2; EDR2; HPH2; PHC2
種	ヒト
遺伝子ID	1912
免疫原	ヒトPHC2 (NP_004418.2) のアミノ酸250-323に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IXK0
タンパク質分子量	91kDa
配送	アイスパック