

Wb、Elisa用抗Phc3ポリクローナル抗体 - Q8Ndx5

商品番号: CM0028748



前書き

ヒトPHC3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの性能が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。ポリコーン群タンパク質およびクロマチンリモデリング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHC3 Rabbit pAb
別名	EDR3; HPH3; PHC3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	80012
GeneID	80012
免疫原	ヒトPHC3 (NP_079223.3) のアミノ酸100～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NDX5
タンパク質分子量	106kDa
輸送方法	保冷剤