

If/Icc、Elisa用 Anti-Phc3 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ndx5

商品番号: CM0017458



前書き

ヒトPHC3に対するウサギポリクローナル抗体。IF/IC CおよびELISAで検証済みです。エピジェネティクスおよび発生生物学研究のために、PRC1複合体の構成要素であるpolyhomeotic-like protein 3を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHC3 Rabbit pAb
備考/別名	EDR3, HPH3, PHC3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80012
GeneID	80012
免疫原	ヒトPHC3 (NP_079223.3) のアミノ酸100-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NDX5
タンパク質分子量	106kDa
配送	氷袋