

If/Icc、Elisa用抗Phd2/Egln1ポリクローナル抗体 - Q9Gzt9

商品番号: CM0024305



前書き

PHD2/EGLN1（HIFプロリルヒドロキシラーゼ2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAでの使用が検証済みです。HIF- α の安定性を調節する主要な酸素センサーであるヒトPHD2を検出し、低酸素症および血管新生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHD2/EGLN1 ウサギpAb
別名	HPH2; PHD2; SM20; ECT3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; Clorf12; HIF-PH2; PHD2/EGLN1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	54583
GeneID	54583
免疫原	ヒトPHD2/EGLN1 (NP_071334.1) のアミノ酸1〜426に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9GZT9
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	保冷剤