

抗Phd2/Egln1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Gzt9

商品番号: CM0018045



前書き

ヒトPHD2/EGLN1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性PHD2/EGLN1を検出します。低酸素および血管新生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHD2/EGLN1 ウサギpAb
備考/別名	HPH2; PHD2; SM20; ECYT3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; Clorf12; HIF-PH2; PHD2/EGLN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54583
GeneID	54583
免疫原	ヒトPHD2/EGLN1のアミノ酸1-426に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_071334.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZT9
タンパク質重量	46kDa
配送	アイスバッグ