

Wb、Elisa用 抗Phd2/Egln1 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Gzt9

商品番号: CM0002656



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの抗PHD2/EGLN1ウサギモノクローナル抗体。ヒトPHD2/EGLN1（HIF-PH2、46 kDa）を検出します。HIF- α のヒドロキシル化と低酸素シグナル伝達に参与する酸素センサーです。研究用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] PHD2/EGLN1 ウサギmAb
備考/別名	HPH2; PHD2; SM20; ECTY3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; Clorf12; HIF-PH2; N1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54583
遺伝子ID	54583
免疫原	ヒトPHD2/EGLN1 (NP_071334.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差性	ヒト
SWISS	Q9GZT9
タンパク質分子量	46kDa
配送	保冷バッグ