

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Phd3 ウサギポリクローナル抗体 - Q9H6Z9

商品番号: CM0030251

前書き

ヒトPHD3/EGLN3 (Q9H6Z9)を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。低酸素、アポトーシス、フェロトーシス、DNA損傷応答の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHD3 ウサギ pAb
備考/別名	PHD3; HIFPH3; HIFP4H3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	112399
免疫原	合成ペプチド ヒトPHD3 (NP_071356.1)のアミノ酸1-100に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H6Z9
タンパク質分子量	27kDa
輸送	保冷バッグ