

Wb、Elisa用 抗Phf1 ウサギポリクローナル抗体 - O43189

商品番号: CM0027630



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質な抗PHF1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPHF1を検出します。クロマチン研究、DNA損傷応答、エピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHF1 ウサギ pAb
備考/別名	PCL1; PHF2; hPHF1; MTF2L2; TDRD19C; PHF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5252
GeneID	5252
免疫原	ヒトPHF1 (NP_077084.1) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43189
タンパク質分子量	62kDa
発送	保冷バッグ